


ZSI 475 FTM

HYDRAULICZNA PROTEZA PRĄCIA



Rozwiązanie dla Falloplastyki


- dla pacjentów FTM
- więcej informacji na: www.zsimplants.ch
www.medicosystems.pl

ZEPHYR Surgical Implants posiada ISO 13485 : 2004
Hydrauliczna proteza prącia ZSI 475 FTM posiada certyfikat CE.

Dystrybutor w Polsce

MEDICO SYSTEMS
ul. Droga Męczenników Majdanka 119
20-325 Lublin, tel. 81 710 40 00
e-mail: med@medicosystems.pl
www.medicosystems.pl

ZSI (Zephyr Surgical Implant Sàrl)
C/Ulmann, route des Jeunes 4bis
1227 Les Acacias - Switzerland


Ulotka wersja polska
wersja 3, wrzesień 2016



ZSI 475 FTM HYDRAULICZNA PROTEZA PRĄCIA

ZAPROJEKTOWANA BY ZAPEWNIĆ ZNAKOMITĄ
STABILNOŚĆ I EFEKT KOSMETYCZNY

JEDEN CYLINDER, TRZY ROZMIARY O DŁUGOŚCIACH 120 mm, 150 mm, 170 mm
ŁATWA IMPLANTACJA I TRWAŁE MOCOWANIE

CZĘŚĆ PROKSYMALNA

Płytkę 30 mm na 25 mm.

CZĘŚĆ CENTRALNA

Cylinder o średnicy \varnothing 21-22 mm.

CZĘŚĆ DYSTALNA

Średnica żołądź 25 mm.



Realistycznie ukształtowana
żołądź.



Część proksymalna,
płytkę ze stali
nierdzewnej i silikonu,
na trwale mocowana
do kości łonowej przy
użyciu 6 zaczepów.



Zbiornik wyrównawczy
wszczepiany do miednicy.



Pompka w kształcie jądra

DZIAŁANIE



1. Naciśnij pompkę
aby napełnić protezę.



2. Penis w erekcji.



3. Naciśnij cylinder
aby opróżnić protezę.



4. Penis jest wiotki.