


ZSI 475

HYDRAULICZNA PROTEZA PRĄCIA



Rozwiązanie problemu zaburzeń erekcji

- wszystkie standardowe rozmiary w jednym zestawie
- więcej informacji na: **www.zsimplants.ch**
www.medicosystems.pl

ZEPHYR Surgical Implants posiada ISO 13485 : 2004
Hydrauliczna proteza prącia ZSI 475 posiada certyfikat CE.

Dystrybutor w Polsce

MEDICO SYSTEMS
ul. Droga Męczenników Majdanka 119
20-325 Lublin, tel. 81 710 40 00
e-mail: med@medicosystems.pl
www.medicosystems.pl

ZSI (Zephyr Surgical Implant Sàrl)
C/Ulmann, route des Jeunes 4bis
1227 Les Acacias - Switzerland


Ulotka wersja polska
wersja 3, wrzesień 2016



WSZYSTKIE STANDARDOWE DŁUGOŚCI PROTEZY I AKCESORIA SĄ DOSTĘPNE W JEDNYM ZESTAWIE*

* Zestaw do dużego penisa 22 cm z rozmiarem od 21 do 25 cm z przedłużkami jest dostępny w oddzielnym opakowaniu



PRZYGOTOWANIE PROTEZY



WYBIERZ WŁAŚCIWĄ DŁUGOŚĆ CZĘŚCI DYSTALNEJ

DODAJ PRZEDŁUŻKI - JEŚLI TO POTRZEBNE



PRZYKRĘĆ CZĘŚĆ DYSTALNĄ DO CZĘŚCI PROKSYMALNEJ


Duży rozmiar: długość 22 cm, średnica wypełnionego implantu 21 mm, Ø pierścienia 14 mm



NACIŚNIJ POMPKE, ABY NAPEŁNIĆ PROTEZĘ.
ŚREDNICA ZWIĘKSZA SIĘ, GDY PROTEZA JEST NAPEŁNIONA.


DZIAŁANIE

1




Naciśnij pompkę
aby napełnić protezę

2



Penis w stanie erekcji

3



Naciśnij zastawkę
aby opróżnić protezę

4



Wiotki penis